

LABORATOIRE **LPC**
UN PAS DE PLUS VERS LE CHEVAL

TENDONIL®

TENDINITES - CRAMPES - COURBATURES

Tendinites, cramps, stiffness



- **Gel défatigant musculaire**
 - **Préparation et remise en condition rapide**
- **Naturel, enrichi en oxygène**
 - *Muscle invigorator gel*
 - *Fast preparation and reconditioning*
 - *Natural, oxygen-enriched*

Fabriqué en France



Volume net : 3 litres
101 fl oz

TENDONIL®

FRA Le massage des tendons et des muscles avec TENDONIL permet d'optimiser la préparation à l'effort physique du cheval. Le manque d'entraînement favorise l'apparition des tendinites, de courbatures et de contractures musculaires. L'utilisation de ce gel enrichi en oxygène facilite l'élimination des toxines tissulaires accumulées pendant l'effort et diminue les microtraumatismes.

MODE D'EMPLOI : appliquer le gel deux fois par jour sur la région concernée. Masser doucement à rebrousse poil pour faciliter la pénétration. Pour une application prolongée, imbiber un coton propre avec le produit et le poser sous une bande de repos. S'utilise avant et après l'effort. Usage externe. Ne contient aucune substance dopante. Pour un muscle fortifié, utiliser en complément le **Muscle Eze**

COMPOSITION : Triester de glycérol hyper oxygéné.

Fabriqué en France

ENG TENDONIL Gel: muscle invigorator. Fast preparation and reconditioning of muscles. Natural, oxygen-enriched. Tendonil makes it possible to optimize preparation of the horse for physical exertion. The use of this oxygen-enriched gel facilitates **elimination** of tissue **toxins** accumulated during exertion and **reduces micro-trauma**.

METHOD OF USE: apply the gel twice daily on the area concerned. Rub in gently including brushing the coat backwards to facilitate penetration.

Made in France

ESP TENDONIL Gel : contra el cansancio muscular. Preparación y acondicionamiento rápido de los músculos. Natural, enriquecido con oxígeno. Tendonil permite optimizar la preparación al esfuerzo físico del caballo. La utilización de este gel enriquecido con oxígeno facilita la **eliminación** de las **toxinas** de los tejidos acumuladas durante el esfuerzo y **disminuye los microtraumatismos**.

MODO DE EMPLEO : aplicar el gel dos veces al día en la zona afectada. Masajear suavemente en el sentido del pelo y a contrapelo para facilitar la penetración.

Fabricado en Francia

DEU TENDONIL Gel: Muskelerfrischend. Vorbereitung und schnelle Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Muskeln. Natürlich, mit Sauerstoff angereichert. Tendonil verbessert die Vorbereitung des Pferdes auf physische Belastung. Die Anwendung dieses mit Sauerstoff angereicherten Gels erleichtert während der Muskelanstrengung den **Abbau** von **Giftstoffen** im **Gewebe** und **verringert Mikrotrauma**.

GEBRAUCH: das Gel zweimal täglich auf den betreffenden Bereich auftragen und leicht einmassieren. Um das Eindringen zu erleichtern, die Haare gegen den Strich bürsten.

Hergestellt in Frankreich

NED TENDONIL Gel: ontspant vermoeide spieren. Natuurlijk, geoxygeneerd. Snelle voorbereiding en herstel van de spieren. Tendonil, kan de voorbereiding tot lichamelijke inspanning van het paard. Het gebruik van deze verrijkte en geoxygeneerde gel vergemakkelijkt de **eliminatie** van **gifstoffen**, die zich tijdens de inspanning in de weefsels hebben opgehoopt, en **vermindert microtrauma's**.

GEbruiksaanwijzing: de gel twee maal per dag aanbrengen op de gewenste zone, zacht inmasseren. Ook tegen de haren in, om de penetratie van het product te bevorderen.

Vervaardigd in Frankrijk

ITA TENDONIL Gel : defaticante muscolare. Preparazione e recupero rapido di muscoli. Prodotto naturale, arricchito di ossigeno. Tendonil consente di ottimizzare la preparazione allo sforzo fisico del cavallo. L'uso di un gel arricchito di ossigeno facilita l'**eliminazione** delle **toxine** accumulate nei tessuti durante lo sforzo e **diminuisce i microtraumi**.

MODALITÀ D'IMPIEGO : applicare il gel due volte al giorno sulla regione interessata. Massaggiare dolcemente, anche contropelo, per facilitare la penetrazione.

Fabricato in Francia



Laboratoire LPC - Central T
Rue Arago
59930 La Chappelle d'Armentières FRANCE
Tél : +33 (0)3 20 87 32 89
www.laboratoirelpc.com - contact@laboratoirelpc.com

